


Anticorpo Policlonal Anti-Camkii Delta Para Wb, Elisa - Q13557

Número do item: CM0015392



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CaMKII delta humano (CAMKD) para aplicações em WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Útil para estudar a sinalização de cálcio no músculo cardíaco e esquelético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CaMKII delta pAb de Coelho
Observações/Apelido	CAMKD; CaMKII delta
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	817
GeneID	817
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da CaMKII delta humana (NP_742125.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q13557
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de Gelo