


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Camkii Para Wb E Elisa - Q9Uqm7/Q13554/Q13557/Q13555

Número do item: CM0006696



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à CaMKII (CAMK2A/B/D/G), validado para WB e ELISA. Reconhece isoformas humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a plasticidade sináptica, a sinalização do cálcio e a atividade das quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CaMKII
Observações/Alcunhas	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CaMKII
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	815/816/817/818
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 200-300 da CaMKII humana (NP_741960.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9UQM7/Q13554/Q13557/Q13555
Peso da proteína	54 kDa/72 kDa/56 kDa/62 kDa
Envio	Bolsa de gelo