


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camkii Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13554

Número do item: CM0003055



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a CaMKII beta (CaMKII, CAMK2, CAMKB) (Q13554) para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Adequado para pesquisa em neurociência e músculo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CaMKII Coelho mAb
Observações/Apelido	CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIibeta; CaMKII
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	816
GeneID	816
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 550-650 da CaMKII humana (Q13554)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13554
Peso Proteico	73kDa
Envio	Saco de Gelo