


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Camkii Para Wb E Elisa - Q13554

Número do item: CM0020344



introdução

pAb de coelho contra CaMKII validado para WB e ELISA, com reatividade para Humano, Camundongo e Rato. Tem como alvo a subunidade beta de CaMKII, envolvida na plasticidade sináptica e na sinalização de cálcio. Imunógeno recombinante, 73 kDa. Adequado para pesquisas em neurociência e músculos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra CaMKII
Observações/alias	CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CaMKII
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	816
ID do gene	816
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13554
Peso da proteína	73 kDa
Envio	Bolsa de gelo