


Anticorpo Policlonais Anti-Camkk1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5S9

Número do item: CM0023705



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CAMKK1 validado para Western blot, IHC-P e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos de sinalização por quinase dependente de cálcio/calmodulina e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAMKK1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CAMKKA; CAMKK1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	84254
GeneID	84254
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 399-520 da CAMKK1 humana (NP_757344.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8N5S9
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo