


Anticorpo Policlonal Anti-Camkk2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Rr4

Número do item: CM0029280



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CAMKK2 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta CAMKK2 humano e de camundongo, uma cinase dependente de cálcio/calmodulina envolvida na sinalização neuronal e ativação de AMPK. Adequado para pesquisas em neurociência e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAMKK2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CAMKK; CAMKKB; CAMKK2
Espécie	Humano
ID do Gene	10645
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do CAMKK2 humano (NP_006540.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96RR4
Peso Proteico	65kDa
Envio	Saco de gelo