

Anticorpo Policlonal Anti-Camkv Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ncb2

Número do item: CM0023022

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CAMKV humano (proteína associada a vesículas semelhante à quinase de CaM) para Western blot (WB), imunofluorescência (IF/ICC) e ELISA. Detecta CAMKV humano, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAMKV Rabbit pAb
Observações/Apelido	1G5; VACAMKL; CAMKV
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79012
ID do Gene	79012
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-285 do CAMKV humano (NP_076951.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NCB2
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo