

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Camlg Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49069

Número do item: CM0015760



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CAMLG humano (CAML/GET2), um mediador chave da inserção de proteínas com âncora C-terminal e a sinalização de cálcio. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CAMLG pAb de Coelho                                                                                                      |
| Observações/Apelido | CAML; GET2; CDG2Z; CAMLG                                                                                                 |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| ID do Gene (Humano) | 819                                                                                                                      |
| ID do Gene          | 819                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 do CAMLG humano (NP_001736.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | P49069                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 33kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                            |