

Anticorpo Policlonal Anti-Camp Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P49913

Número do item: CM0023295



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CAMP humano (peptídeo antimicrobiano catelicidina, LL37), validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com humano e camundongo. Para pesquisa em imunidade inata e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAMP Rabbit pAb
Observações/Apelido	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39; CAMP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	820
GeneID	820
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-170 do CAMP humano (NP_004336.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P49913
Peso Proteico	19kDa
Remessa	Saco de gelo