


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Camp Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49913

Número do item: CM0006169



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CAMP de alta qualidade para detecção da catelicidina humana peptídeo antimicrobiano (LL-37/hCAP-18). Validado em WB, IHC-P e ELISA. Peso molecular previsto de 19kDa. Ideal para pesquisa de imunidade inata e peptídeos antimicrobianos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAMP Rabbit mAb
Observações/Apelidos	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	820
GeneID	820
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 71-170 do CAMP humano (NP_004336.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P49913
Peso Proteico	19kDa
Envio	Bolsa de gelo