

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Camp Para Wb, Ihc-P, Elisa - P51437

Número do item: CM0027493

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CAMP de rato (peptídeo antimicrobiano catelicidina, LL37). Validado para WB, IHC-P e ELISA. Ideal para pesquisa em imunidade inata e defesa do hospedeiro. UniProt P51437.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-CAMP
Observações/Apelido	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	820
ID do Gene	12796
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 73-172 do CAMP de rato (NP_034051.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P51437
Peso Proteico	19 kDa
Envio	Em saco de gelo