


Anticorpo Policlonal Anti-Camsap1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5T5Y3

Número do item: CM0019374



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CAMSAP1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Adequado para o estudo da organização da extremidade menos dos microtúbulos e do crescimento de neuritos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CAMSAP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CDCBM12; CAMSAP1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	157922
ID do gene	157922
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-650 de CAMSAP1 humano (NP_056262.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5T5Y3
Peso da proteína	178 kDa
Envio	Bolsa de gelo