


Anticorpo Policlonal Anti-Cand1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Vp6

Número do item: CM0016049



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CAND1 humano (TIP120/TIP120A), validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta CAND1 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre o sistema ubiquitina-proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-CAND1
Observações/Apelido	TIP120; TIP120A; CAND1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	55832
GeneID	55832
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 750-980 de CAND1 humano (NP_060918.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q86VP6
Peso da proteína	136 kDa
Envio	Bolsa de gelo