

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cand2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75155

Número do item: CM0019967



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CAND2 humano, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar complexos de ligase de ubiquitina e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAND2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Tp120b; TIP120B; CAND2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23066
ID do Gene	23066
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 850-1000 do CAND2 humano (NP_001155971.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75155
Peso da Proteína	135kDa
Envio	Saco de gelo