


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cant1 Para Wb E Elisa - Q8Wvq1

Número do item: CM0025287



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CANT1 humano (nucleotidase 1 solúvel ativada por cálcio), validado para Western blotting (WB) e ELISA. Ideal para estudar o metabolismo de nucleotídeos dependente de cálcio e a síntese de proteoglicanos em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CANT1
Observações/Apelido	DBQD; EDM7; DBQD1; SCAN1; SHAPY; SCAN-1; CANT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	124583
GeneID	124583
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 62-231 do CANT1 humano (NP_620148.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8WVQ1
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo