


Anticorpo Policlonal Anti-Cap1 Para Wb, Elisa - Q01518

Número do item: CM0018125



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CAP1 (Swiss-Prot Q01518) validado para Western blot (WB) e ELISA em amostras humanas. Tem como alvo a proteína 1 associada à adenilil ciclase, um regulador chave da dinâmica da actina e da polaridade celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAP1 pAb de Coelho
Observações/Apêndices	CAP; CAP1-PEN; CAP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10487
ID do Gene	10487
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da CAP1 humana (NP_006358.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q01518
Peso Proteico	52kDa
Envio	Bolsa de Gelo