


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Capg (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P40121

Número do item: CM0030303



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra a proteína de capeamento de macrófagos humana (CAPG). Adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de dinâmica da actina e função de macrófagos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] CAPG Rabbit pAb
Observações/Apelido	MCP; AFCP; HEL-S-66; PG
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	822
ID do Gene	822
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-348 da CAPG humana (NP_001738.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40121
Peso Proteico	38kDa
Envio	Bolsa de gelo