

Anticorpo Policlonal Anti-Capn3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P20807

Número do item: CM0017813



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CAPN3 humana (calpaína-3/p94) para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em proteólise muscular e distrofia muscular de cinturas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAPN3 pAb de coelho
Observações/Apelidos	p94; CANP3; LGMD2; nCL-1; CANPL3; LGMD2A; LGMD4; LGMDR1; CAPN3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	825
GeneID	825
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 da CAPN3 humana (NP_775111.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P20807
Peso da Proteína	94kDa
Envio	Bolsa de gelo