


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Capn7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6W3

Número do item: CM0019784



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CAPN7 humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Validado em humano, rato e rato. Ideal para estudar a tiol-protease regulada por cálcio no núcleo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAPN7 pAb de Coelho
Observações/Alias	PALBH; CALPAIN7; CAPN7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23473
GeneID	23473
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-220 do CAPN7 humano (NP_055111.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9Y6W3
Peso Proteico	93kDa
Envio	Saco de gelo