

Anticorpo Policlonal Anti-Capn9 Para Ihc-P, Elisa - O14815

Número do item: CM0021883



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CAPN9 humano (calpain-9, nCL-4), validado para imuno-histoquímica (parafina) e ELISA. Ideal para pesquisa de proteases específicas do estômago.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAPN9 pAb Coelho
Observações/Apelido	GC36; nCL-4; CAPN9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10753
ID do Gene	10753
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 391-690 do CAPN9 humano (NP_006606.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14815
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Saco de gelo