

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Capn9 Para Wb, Elisa - O14815

Número do item: CM0014714



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CAPN9 para WB, ELISA. Reconhece CAPN9 humano, de camundongo e de rato, uma calpaína específica do trato digestivo (nCL-4) envolvida na proteólise regulada por cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CAPN9 Rabbit pAb
Observações/Alíases	GC36; nCL-4; CAPN9
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	10753
ID do gene	10753
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 391-690 da CAPN9 humana (NP_006606.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O14815
Peso da proteína	79 kDa
Envio	Bolsa de gelo