


Anticorpo Policlonal Anti-Caprin1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14444

Número do item: CM0025549



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CAPRIN1, validado para Western blot, imunofluorescência/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de rato e de camundongo. Tem como alvo a proteína de ligação a RNA envolvida na formação de grânulos de estresse e na regulação de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAPRIN1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	M11S1; GPIAP1; RNG105; GPIP137; GRIP137; p137GPI; CAPRIN1
Espécie	Humano
ID do Gene	4076
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do CAPRIN1 humano (NP_005889.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14444
Peso Proteico	78kDa
Envio	Bolsa de Gelo