


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Caprin2 Para Wb, Elisa - Q6Imn6

Número do item: CM0022291



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CAPRIN2 de alta qualidade, validado para WB e ELISA. Detecta CAPRIN2 humano e de rato (EEG1, C1QDC1), um regulador chave da sinalização Wnt e do metabolismo de RNA. Ideal para pesquisas em câncer, neurobiologia e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CAPRIN2 Rabbit pAb
Observações/Alias	EEG1; EEG-1; C1QDC1; RNG140; CAPRIN2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	65981
GeneID	65981
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q6IMN6
Peso da Proteína	126kDa
Envio	Bolsa de gelo