

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Capza2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P47755

Número do item: CM0021778

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho CAPZA2 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta CAPZA2 humano e de camundongo, uma proteína de capeamento de F-actina. Adequado para pesquisas sobre o citoesqueleto de actina e sua dinâmica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro             | Valor                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto       | CAPZA2 pAb de coelho                                                                                                      |
| Observações/Alíquotas | CAPZ; CAPPA2; CAPZA2                                                                                                      |
| Espécie               | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (humano)       | 830                                                                                                                       |
| GeneID                | 830                                                                                                                       |
| Imunógeno             | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-286 da CAPZA2 humana (NP_006127.1) |
| Fonte                 | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria             | Anticorpos policlonais                                                                                                    |
| Aplicação             | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade cruzada   | Humano, camundongo                                                                                                        |
| SWISS                 | P47755                                                                                                                    |
| Peso da proteína      | 33 kDa                                                                                                                    |
| Envio                 | Bolsa de gelo                                                                                                             |