


Anticorpo Monoclonal Anti-Anidrase Carbônica 1 (Ca1) Para Wb, Elisa - P00915

Número do item: CM0010086



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Anidrase Carbônica 1 (CA1) humana, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo de CO₂ e regulação do pH.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anidrase Carbônica 1 (CA1) Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	CAB; CA-I; Car1; HEL-S-11; Anidrase Carbônica 1 (CA1)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	759
GeneID	759
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-261 da Anidrase Carbônica 1 (CA1) humana (NP_001729.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P00915
Peso Molecular da Proteína	29kDa
Envio	Em saco de gelo