


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Anidrase Carbônica 1 (Ca1) Para Wb E Elisa - P00915

Número do item: CM0014881



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Anidrase Carbônica 1 (CA1) humana, validado para Western blotting e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Projetado para pesquisa sobre hidratação de dióxido de carbono, homeostase de pH e vias metabólicas relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anidrase Carbônica 1 (CA1) pAb de Coelho
Observações/Apelido	CAB; CA-I; Car1; HEL-S-11; Anidrase Carbônica 1 (CA1)
Espécie	Humano
GeneID	759
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-261 da Anidrase Carbônica 1 humana (NP_001122303.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P00915
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo