


Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Anidrase Carbônica 2 (Ca2) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00918

Número do item: CM0012142



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Anidrase Carbônica 2 (CA2) para WB, IHC-P, ELISA. Reage com Humano, Camundongo e Rato. Direciona-se a um peptídeo sintético dentro dos aa 161-260 da CA2 (P00918). Ideal para pesquisa sobre regulação de pH e reabsorção óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra Anidrase Carbônica 2 (CA2)
Observações/Alias	CAC; CAII; Car2; CA-II; HEL-76; HEL-S-282; Carbonic Anhydrase 2 (CA2)
Espécie	Humano
GeneID	760
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 161-260 da Anidrase Carbônica 2 (CA2) humana (P00918)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00918
Peso da Proteína	29kDa
Transporte	Bolsa de gelo