


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Anidrase Carbônica 9 (Ca9/G250) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16790

Número do item: CM0004582



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Anidrase Carbônica 9 (CA9/G250) validado para WB, IHC-P, ELISA. Específico para CA9 humana, um antígeno associado a tumores. Ideal para pesquisa em câncer e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anidrase Carbônica 9 (CA9/G250) mAb de Coelho
Observações/Apelidos	MN; CAIX; Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	768
GeneID	768
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 da Anidrase Carbônica 9 humana (CA9/G250) (Q16790)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q16790
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo