


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Anidrase Carbónica 9 (Ca9/G250) Para Wb, Elisa - Q16790

Número do item: CM0019438



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Anidrase Carbónica 9 humana (CA9/G250), adequado para Western blot e ELISA. Reconhece camundongo e rato. Imunogênio recombinante; detecta uma proteína de 50kDa envolvida na regulação do pH tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anidrase Carbónica 9 (CA9/G250) pAb de Coelho
Observações/Apelido	MN; CAIX; Anidrase Carbónica 9 (CA9/G250)
Espécie	Humano
ID do Gene	768
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 52-151 da Anidrase Carbónica 9 humana (CA9/G250) (NP_001207.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q16790
Peso da Proteína	50kDa

Envio