


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Anidrase Carbónica 9 (Ca9/G250) Para Wb - Q16790

Número do item: CM0013952



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para a Anidrase Carbónica 9 humana (CA9/G250, Q16790). Adequado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Imunogénio de proteína recombinante. Útil para investigar a hipóxia tumoral e a regulação do pH.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anidrase Carbónica 9 (CA9/G250) pAb de Coelho
Observações/Apelido	MN; CAIX; Anidrase Carbónica 9 (CA9/G250)
Espécie	Humano
GeneID	768 (humano)
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 52-151 da Anidrase Carbónica 9 humana (CA9/G250) (NP_001207.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q16790
Peso da Proteína	50 kDa
Envio	Saco de gelo