

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Carboxipeptidase M (Cpm) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14384

Número do item: CM0026996



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a carboxipeptidase M (CPM) humana. Validado para WB, IHC-P e ELISA. Adequado para estudos de regulação de hormonas peptídicas e proteólise localizada na membrana. Reage cruzadamente com espécies humanas e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPM Rabbit pAb
Observações/Alias	CPM
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1368
GeneID	1368
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 204-443 da CPM humana (NP_001005502.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato
SWISS	P14384
Peso Proteico	51 kDa
Transporte	Bolsa de gelo