


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Car/Cxadr Para Wb, If/Icc, Elisa - P78310

Número do item: CM0007253



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra o CAR/CXADR humano, um componente de junção oclusiva e receptor viral. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Ideal para estudos em adesão celular, biologia epitelial e interações hospedeiro-vírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CAR/CXADR (mAb)
Observações/Apelido	CAR; HCAR; CAR4/6; CAR/CXADR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1525
ID do Gene	1525
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-237 do CAR/CXADR humano (NP_001329.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato (camundongo)
SWISS	P78310
Peso Molecular da Proteína	40 kDa
Envio/Transporte	Em bolsa de gelo