

Anticorpo Policlonal Anti-Card10 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bwt7

Número do item: CM0030634

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CARD10 (CARMA3, BIMP1), validado para western blot, IHC-P e ELISA. Detecta CARD10 humano, de rato e de camundongo. Adequado para estudos da via NF-kB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CARD10
Observações/Apêndice	BIMP1; IMD89; CARMA3; CARD10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29775
GeneID	29775
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 863-1032 do CARD10 humano (NP_055365.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BWT7
Peso Proteico	116kDa
Envio	Saco de Gelo