


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Card11 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxl7

Número do item: CM0025565



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CARD11 (CARMA1, Proteína 11 contendo domínio de recrutamento de caspase), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Ideal para estudos de imunidade adaptativa e sinalização de NF-kB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb Coelho CARD11
Observações/Apelido	PPBL; BENTA; BIMP3; IMD11; CARMA1; IMD11A; CARD11
Espécie	Humano
GeneID	84433 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 985-1154 do CARD11 humano (NP_115791.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BXL7
Peso Proteico	133kDa
Envio	Bolsa de Gelo