

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Card14 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bxl6

Número do item: CM0022220

introdução

Anticorpo policlonal de coelho CARD14 validado para Western blot, imuno-histoquímica (parafina) e ELISA. Detecta CARD14 humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudar a sinalização inflamatória do NF-κB e vias relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CARD14
Observações/Apelido	PRP; PSS1; BIMP2; CARMA2; PSORS2; CARD14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79092
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-500 do CARD14 humano (NP_001244899.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BXL6
Peso Proteico	113kDa
Envio	Saco de Gelo