


Anti-Card19 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q96Lw7

Número do item: CM0015367



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CARD19 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reconhece CARD19 humano e de camundongo, uma proteína que interage com BCL10 envolvida na inibição de NF-kappa-B. Adequado para pesquisa de sinalização celular e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CARD19 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BinCARD; C9orf89; CARD19
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84270
ID do Gene	84270
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do CARD19 humano (NP_115686.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96LW7
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo