

Anticorpo Policlonal Anti-Card8 Para Wb, Elisa - Q9Y2G2

Número do item: CM0014217



introdução

pAb de Coelho CARD8 para aplicações de WB e ELISA. Detecta a proteína 8 contendo domínio de recrutamento de caspase humana, um sensor chave de inflamassoma. Adequado para estudos de piroptose, imunidade inata e latência de HIV-1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CARD8
Observações/Apelido	NDPP; DACAR; DAKAR; NDPP1; TUCAN; CARDINAL; CARD8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22900
GeneID	22900
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do CARD8 humano (NP_001171829.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y2G2
Peso da Proteína	61 kDa
Envio	Saco de gelo