


Anticorpo Policlonal Anti-Troponina I Cardíaca (Tnni3) Para Wb, Ip, If-P, Elisa - P19429

Número do item: CM0013916



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa a Troponina I Cardíaca humana (TNNI3). Adequado para WB, IP, IF-P e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de músculo cardíaco e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Troponina I Cardíaca (TNNI3) pAb de Coelho
Observações/Apelido	CMH7; RCM1; cTnI; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Troponina I Cardíaca (TNNI3)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7137
GeneID	7137
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 da Troponina I Cardíaca humana (TNNI3) (NP_000354.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P19429
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco com gelo