


Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Troponina I Cardíaca (Tnni3) Para Wb, If-P, Elisa - P19429

Número do item: CM0026207



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra Troponina I Cardíaca (TNNI3) validado para WB, IF-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre função do músculo cardíaco e cardiomiopatia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra Troponina I Cardíaca (TNNI3)
Observações/Alias	CMH7; RCM1; cTnI; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Troponina I Cardíaca (TNNI3)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7137
ID do Gene	7137
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da Troponina I Cardíaca (TNNI3) humana (NP_000354.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P19429
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Bolsa de gelo