

Anticorpo Policlonal Anti-Troponina T Cardíaca Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45379

Número do item: CM0012844



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a troponina T cardíaca humana (TNNT2), validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato; peso da proteína 31-36 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Troponina T cardíaca (TNNT2) pAb de Coelho
Observações/Apelido	CMH2; RCM3; TnTC; cTnT; CMD1D; CMPD2; LVNC6; Troponina T cardíaca (TNNT2)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7139
ID do Gene	7139
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 da troponina T cardíaca humana (Troponina T cardíaca (TNNT2)) (NP_001001431.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P45379
Peso da Proteína	31-36 kDa
Envio	Saco de gelo