

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Troponina T Cardíaca (Tnnt2) Para If-P, Ihc-P, Elisa - P45379

Número do item: CM0005231



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à troponina T cardíaca humana (TNNT2), validado para IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta espécies humana, camundongo e rato. Ideal para pesquisa cardíaca e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-Troponina T Cardíaca (TNNT2) de Coelho
Observações/Alias	CMH2; RCM3; TnTC; cTnT; CMD1D; CMPD2; LVNC6; Cardiac troponin T (TNNT2)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7139
ID do Gene	7139
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45379
Peso Proteico	31-36 kDa
Transporte	Saco de gelo