

Anti-Cars (Sintetase De Cisteinil-Trna) Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49589

Número do item: CM0003291

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho que visa o CARS humano (sintetase de cisteinil-tRNA). Validado em WB, IHC-P e ELISA; reage cruzadamente com rato. Ideal para estudar a síntese proteica e a biologia das aminoacil-tRNA sintetases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CARS mAb de Coelho
Observações/Apelido	CARS; MDBH; CYSRS; MCDDBH; MGC:11246
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	833
GeneID	833
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 650-748 do CARS humano (P49589).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P49589
Peso Proteico	85kDa
Envio	Saco de gelo