

Anticorpo Policlonal Anti-Cars (Coelho) Para Wb, If/Icc, Elisa - P49589

Número do item: CM0029807

introdução

O pAb de Coelho CARS é um anticorpo policlonal para aplicações de WB, IF/ICC, ELISA. Detecta CARS humano e de camundongo, uma cisteína--tRNA ligase citoplasmática de 85kDa essencial para a biossíntese de proteínas. Ideal para pesquisa de tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CARS pAb Coelho
Observações/Apelido	CARS; MDBH; CYSRS; MCDDBH; MGC:11246
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	833
ID do Gene	833
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 469-748 do CARS humano (NP_001742.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P49589
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Saco com gelo