

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cart Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16568

Número do item: CM0028218



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína humana transcripto regulado por cocaína e anfetamina (CART). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Ideal para pesquisa sobre obesidade, alimentação e neuropeptídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CART Rabbit pAb
Observações/Apelido	CART
Espécie	Humano
ID do Gene	9607
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 da CART humana (NP_004282.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q16568
Peso Proteico	13kDa
Entrega	Bolsa de gelo