


Anticorpo Policlonal Anti-Cartpt Para Ihc-P, Elisa - Q16568

Número do item: CM0021328



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CARTPT (CART) humano para aplicações de IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Peso da proteína alvo 13kDa. SWISS: Q16568.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CARTPT pAb de Coelho
Observações/Apelido	CART; CARTPT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9607
GeneID	9607
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CARTPT humano (NP_004282.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16568
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Saco com gelo