


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cas9 Para Wb, Elisa - Q99Zw2

Número do item: CM0004241



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Cas9 (SpCas9) validado para WB e ELISA. O imunógeno abrange os aa 450-730 da Cas9 de *S. pyogenes*. Reatividade cruzada prevista com humano e outras espécies. Ideal para pesquisa CRISPR e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cas9 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Alias	CAS9; Cas9
Espécie	Staphylococcus aureus
GeneID (Humano)	CAS9
GeneID	901176
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-730 da Cas9 de streptococcus pyogenes m1. (NP_269215.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q99ZW2
Peso Proteico	158kDa
Envio	Saco de Gelo