


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cas9 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99Zw2

Número do item: CM0010898



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Cas9 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece o Cas9 de *Streptococcus pyogenes* (Q99ZW2), com reatividade cruzada prevista para humanos e outras espécies. Ideal para pesquisa em CRISPR e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cas9 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CAS9
Espécie	<i>Streptococcus pyogenes</i>
GeneID	901176
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-730 do CAS9 de <i>Streptococcus pyogenes</i> M1 GAS (NP_269215.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Outro (Amplio Intervalo Previsto)
SWISS	Q99ZW2
Peso Proteico	158kDa
Envio	Saco de gelo