

Anticorpo Monoclonal Anti-Caseína Quinase 1 Alfa (Csnk1A1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48729

Número do item: CM0011463



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à Caseína quinase 1 alfa humana (CSNK1A1). Validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para aplicações de pesquisa em sinalização Wnt, ciclo celular e quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	mAb de coelho contra Caseína quinase 1 alfa (CSNK1A1)
Observações/Alíás	CK1; CK1a; CKIa; HLCDGP1; PRO2975; HEL-S-77p; Caseína quinase 1 alfa (CSNK1A1)
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1452
GeneID	1452
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 238-337 da Caseína quinase 1 alfa humana (CSNK1A1) (P48729).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P48729
Peso da proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo