

## Anticorpo Policlonal Anti-Casein Kinase 1 Alpha (Csnk1A1) Para Wb - P48729

Número do item: CM0019836



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CSNK1A1 humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e rato para o estudo da sinalização Wnt e atividade de quinase.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1) Rabbit pAb                                                                                              |
| Observações/Apelido | CK1, CK1a, CKIa, HLCDGP1, PRO2975, HEL-S-77p                                                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                  |
| ID do Gene (Humano) | 1452                                                                                                                                    |
| ID do Gene          | 1452                                                                                                                                    |
| Imunogénio          | Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 238-337 da Casein Kinase 1 alpha humana (CSNK1A1) (NP_001883.4) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                  |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                |
| SWISS               | P48729                                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 39kDa                                                                                                                                   |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                            |