

Anticorpo Policlonar De Coelho Para Anti-Caseína Quinase 2 Alfa (Csnk2A1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P68400

Número do item: CM0013901



introdução

Anticorpo policlonal de coelho para Caseína Quinase 2 alfa (CSNK2A1) validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para investigação de ciclo celular, apoptose e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caseína Quinase 2 alfa (CSNK2A1) Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CKII; Cka1; Cka2; CK2A1; OCNDS; Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1457
ID do Gene	1457
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-391 da Caseína Quinase 2 alfa (CSNK2A1) humana (NP_001886.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P68400
Peso da Proteína	45kDa
Transporte	Bolsa de gelo